



送檢指南

給動物醫院與獸醫診所的組織病理送檢說明。檢體處理得當，判讀才能準確；有任何不確定，歡迎送檢前先與病理醫師聯絡。

STEP 01

採樣與固定

以 10% 中性福馬林固定，液量為組織的 10 倍以上。

STEP 02

填寫送檢單

附上病史、病灶位置，以及想釐清的臨床問題。

STEP 03

包裝寄出

密封防漏、標示清楚後寄出。

1 採樣與固定

固定液

- 使用 **10% 中性緩衝福馬林** (10% NBF)。
- 固定液體積至少為組織的 **10 倍**。
- 離體後盡快放入固定液，避免組織乾燥或自溶。
- 使用廣口、可密封的容器，讓組織固定後仍能順利取出。

組織大小

- 福馬林每小時約只滲透 1 mm，組織厚度建議 **不超過 1 cm**。
- 大型腫塊可每隔 1 cm 切開但不切斷，保留整體方向與切緣。
- 也可另取具代表性的區塊送檢，並註明取樣位置。

切緣與標示

- 需評估手術切緣時，以縫線或組織墨水標示方向，並在送檢單上說明。
- 不同部位的檢體請 **分瓶** 裝，並在容器標示動物名與部位。

避免影響判讀

- 避免夾鑷擠壓或電燒過的區域作為主要檢體。
- 寒流期間注意保溫，避免檢體結凍。
- 勿用生理食鹽水或酒精代替福馬林。

不確定怎麼處理？特殊部位（骨骼、眼球、大型器官）或需特殊染色的病例，建議送檢前先與我們聯絡。



2 填寫送檢單

請使用本指南第 3 頁的送檢單，或附上包含以下資訊的文件：

- 送檢醫院、獸醫師姓名與聯絡方式
- 動物基本資料：物種、品種、年齡、性別、體重
- 檢體部位、數量與取樣方式
- 病史：病灶大小、生長速度、過去治療與用藥
- 臨床鑑別診斷，以及 **最想釐清的問題**
- 是否需要評估切緣

3 包裝寄出

- 容器蓋鎖緊，以封口膜或膠帶纏繞瓶口。
- 容器外包吸水材料，放入可密封的防漏塑膠袋。
- 外層使用堅固紙箱，避免運送擠壓。
- 送檢單放在另一個夾鏈袋，與檢體分開以免沾濕。
- 寄送前可倒掉多餘福馬林，只保留浸潤組織的量。
- 請於 **週一至週四** 寄出，避免檢體在週末滯留。

4 檢驗項目與報告時效

項目	說明	報告時效
H&E 組織病理	常規 H&E 切片判讀，適用腫瘤、皮膚及手術切除組織。	5-7 個工作天
特殊染色與免疫組化	依判讀結果加做，協助鑑別診斷，由本所病理醫師判讀。	依項目另行告知
其他檢驗	細胞學及其他檢驗依病例評估，送檢前請先與病理醫師確認。	依項目另行告知

急件可個案討論。報告時效自收到檢體的隔個工作天起算。

5 收件與聯絡

收件地址 桃園市桃園區國際路一段1028號2樓
收件時間 週一至週五 09:00-18:00
Email dtb.dothebest@gmail.com
網站 dtbvetpath.com



病理送檢單

送檢單位

醫院名稱		送檢獸醫師	
電話	Email	送檢日期	

動物資料

動物名／病歷號		飼主姓名		體重
物種 ☐ 犬 ☐ 貓 ☐ 其他_____		品種／年齡		性別 ☐ 公 ☐ 母 ☐ 已絕育

檢體資料

檢體部位		檢體數量（瓶）	
取樣方式 ☐ 切除 ☐ 切片／部分切除 ☐ 穿刺 ☐ 剖檢 ☐ 其他_____ 需評估切緣： ☐ 是 ☐ 否			
申請項目 ☐ H&E 組織病理 ☐ 特殊染色／免疫組化（請先聯絡） ☐ 其他_____			

臨床資料

病史（病灶大小、出現時間、生長速度、過去治療與用藥）
臨床鑑別診斷與最想釐清的問題